



Stelt u zichzelf wel eens de vraag: "Wat als...?" Vaak staan we niet te lang stil bij doemscenario's, maar komen we ineens voor een voldongen feit te staan.

Hebt u een 'verouderd' verpleegoproepsysteem op locatie die defect is? Is het verpleegoproepsysteem uitgefaseerd en vertoont deze nu gebreken? Of is het systeem defect door bijvoorbeeld bliksemschade?

Van Breda heeft wel voor u nagedacht over de oplossing als de "Wet van Murphy" intreedt.

Van Breda Noodsysteem

Van Breda heeft speciaal voor deze situatie standaard een noodsysteem in het assortiment.

Dit systeem kan door onze afdeling Service & Support 24x7 direct ingezet worden.

Van Breda zorgt ervoor dat uw organisatie binnen 24 uur weer kan werken met een noodverpleegoproepsysteem.

Ons noodsysteem is geschikt wanneer u:

- over een systeem (ook voor systemen van derden) beschikt dat technisch niet stabiel is en er geen mogelijkheid is tot reparatie als het systeem defect raakt;
- op zoek bent naar een basic betrouwbare oplossing;
- uw investering niet alleen wil doen voor een tijdelijk systeem, maar ook wil investeren in de toekomst.

Kenmerken

- 100% beproefde techniek en betrouwbare werking.
- Gebaseerd op moderne technologie gecombineerd met betrouwbare draadloze verbindingen op de medische alarmfrequentie.
- Geen overlast voor bewoners, er is geen bekabeling of installatie nodig in de appartementen.
- Alarm komt binnen op een zorgsmartphone die bij het systeem kan worden meegeleverd.

“VAN BREDA NOODSYSTEEM

Binnen 24 uur werken met een noodverpleegoproepsysteem”



Hoe werkt dit dan precies?

Op het moment dat uw systeem definitief defect raakt, neemt u contact op met onze afdeling Service & Support. Van Breda zal in overleg met u de omvang gaan bepalen van het noodstelsel.

Het systeem

Van Breda levert haar noodstelsel in de vorm van een vooraf geconfigureerde server, inclusief INEX500 software. In de gangen van het pand worden alarm-ontvangstunits geplaatst. Deze units vangen van alle bewoners de gemaakte alarmen op en versturen deze naar de zorgsmartphone.

De bewoners maken alarm met een medaillon-zender die zij uitgereikt krijgen. Er wordt een button bevestigd bij de kamerdeur van de bewoner, hiermee kan de verzorging het gemaakte alarm afstellen.

Omdat wij vooraf niet exact kunnen bepalen hoeveel units er benodigd zijn voor een optimale dekking van het gehele pand of van een vleugel zullen we met u in overleg gaan over de omvang van het noodstelsel.

Snelheid

Op het moment dat u onze afdeling Service & Support belt, hebben wij een responstijd van 4 uur, daarna zorgen wij ervoor dat we binnen 24 uur het noodstelsel bij u op locatie in bedrijf stellen.

Opnieuw inzetten

De kerncomponenten van dit systeem zijn volledig her te gebruiken. U kunt ervoor kiezen om de basis van dit systeem in een later stadium uit te breiden met andere nieuwe technieken/systemen, zoals video observatie, locatie indicatie en dwaaldetectie.

Tarieven en kosten

Het noodstelsel kan zowel op basis van huur als koop geleverd worden. Vanwege het spoedeisende karakter van onze noodoplossing worden de werkzaamheden uitgevoerd op basis van regie.

Een indicatie van de kosten kunnen wij u wel geven. Voor een overzicht van basisprijzen van onze apparatuur en servicetarieven kunt u contact met ons opnemen via verkoop@vanbreda.nl.

Is uw systeem defect? Bel dan met 0575-568108.

